

**«ПОГОДЖЕНО»**

Перший заступник голови Державної  
служби України з лікарських засобів

09 листопада 2012 р.

**І.Б. Демченко**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Головний лікар клінічної лікарні „Феофанія”  
Державного управління справами

30 жовтня 2012 р.

**І.П. Семенів**

REF № HP024.01

ТУ У 24.4-24607793-019-2003

**ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ  
КАЛІЮ У СИРОВАТЦІ АБО ПЛАЗМІ КРОВІ ТУРБИДИМЕТРИЧНИМ  
МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕЇНУВАННЯ**



**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Набір призначений для визначення концентрацій калію у сироватці або плазмі крові людини в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці.

Набір розрахований на **100 визначень** калію з урахуванням холостих і калібрувальних проб (з розрахунку по 1 мл на визначення).

Діапазон визначаємих концентрацій - від 1 ммоль/л до 10 ммоль/л.

Коефіцієнт варіації визначення - не більше 7 %.

Зберігання набору - при температурі від плюс 18 °С до плюс 25 °С.

Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення.

Набір призначений для застосування *in vitro* професійно навченим лаборантом.

**ПРИНЦИП МЕТОДУ**

При взаємодії іонів калію з іонами тетрафенілборату у лужному середовищі утворюється стабільна суспензія. Каламутність суспензії, виміряна при довжині хвилі 578 нм, пропорційна концентрації іонів калію у дослідному зразку.

**СКЛАД НАБОРУ**

- Осаджуючий реагент - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл;
  - тетрафенілборат натрію – (35,00 ± 1,75) ммоль/л;
  - натрій їдкий – (200 ± 10) ммоль/л
- Калібрувальний розчин калію - 1 флакон з (1,0 ± 0,1) мл.  
з концентрацією (5,00 ± 0,25) ммоль/л

**ОБЛАДНАННЯ**

- Фотометричне обладнання, яке здатне вимірювати оптичну щільність розчинів при довжині хвилі 578 нм в діапазоні (0 - 1) од. опт. щільності та довжині оптичного шляху 10 мм або 5 мм.
- Пробірки місткістю 10 мл (ГОСТ 1770-74).
- Піпетки місткістю 2 і 0,05 мл (ГОСТ 29227-91).

**ЗРАЗОК ДЛЯ АНАЛІЗУ**

**Сироватка або гепаринізована (гепаринат літію) плазма крові.**

Гемоліз неприпустимий. Зберігання – не більше 8 годин при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С.

**ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ**

- Осаджуючий реагент** готовий до роботи. Після використання реактиву для аналізу НЕГАЙНО закрийте флакон, щоб уникнути випаровування або контамінації реактиву. Розчин стійкий протягом місяця після розкриття упаковки при температурі від плюс 18 °С до плюс 25 °С в темряві.
- Калібрувальний розчин калію** - готовий до роботи. Розчин стійкий протягом місяця після розкриття упаковки при температурі від плюс 18 °С до плюс 25 °С.

**КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ**

Для контролю ходу реакції і процедури вимірювання рекомендується використовувати контрольні сироватки із значеннями калію, визначеними даним методом. Наприклад, "ФілоНорм", "ФілоПат"(Україна).

Кожна лабораторія повинна встановити власну внутрішню систему контролю якості.

## ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Аналіз проводять у відповідності зі схемою, наведеною у таблиці 1.

Таблиця 1

Відміряти в пробірку, мл	Дослідна проба	Калібрувальна проба	Холоста проба
Осаджуючий реагент	1,000	1,000	1,000
Аналізуємий розчин	0,025	-	-
Калібрувальний розчин калію	-	0,025	-
Бідистильована або деіонізована вода	-	-	0,025

**УВАГА!** Аналізуємий розчин повільно ввести в Осаджуючий реагент **без перемішування**.

Час інкубації - **2 хв** при температурі від плюс 18 °С до плюс 25 °С . Потім реакційну суміш інтенсивно перемішати.

Подальша інкубація - **10 хв** при температурі від плюс 18 °С до плюс 25 °С.

**Перед фотометруванням проби енергійно перемішати.**

Вимірюють оптичну щільність дослідної, калібрувальної проб **проти холостої проби**. Фотометрування – див. розділ «Обладнання».

Витрату реактивів можна масштабувати, виходячи з постійного співвідношення

**Аналізуємий розчин : Осаджуючий реагент = 1 : 40**

### РОЗРАХУНОК

Ведут по формуле (1):

$$C = \frac{E_{\text{досл}}}{E_{\text{кал}}} \times 5,0 \quad \text{ммоль/л,} \quad \text{де} \quad (1)$$

C - концентрація калію в дослідній пробі, ммоль/л;

$E_{\text{досл}}$  - оптична щільність дослідної проби, од. оптичної щільності;

$E_{\text{кал}}$  - оптична щільність калібрувальної проби, од. оптичної щільності;

5,0 – концентрація калію в калібрувальному розчині, ммоль/л.

### НОРМАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ:<sup>2)</sup>

Сироватка крові	
Недоношені, 48 год	– 3,0 – 6,0 ммоль/л;
- кров з пуповини	– 5,0 – 10,2 ммоль/л;
Новонароджені	– 3,7 – 5,9 ммоль/л;
- кров з пуповини	– 5,6 – 12,0 ммоль/л;
Немовля	– 4,1 – 5,3 ммоль/л;-
Діти	– 3,4 – 4,7 ммоль/л;
Дорослі	– 3,5 – 5,1 ммоль/л.

Дані величини орієнтовні, рекомендується визначення власних нормальних величин в кожній лабораторії.

### ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

Гемолізовані, каламутні або жовтяничні зразки, білірубін вище 40 мг/л і азот сечовини вище 800 мг/л дають завищені результати.

Деякі лікарські препарати і субстанції, що містять консерванти, можуть впливати на результат визначення.

**Підвищення рівня калію викликають:** β-Адренергічні блокатори (рідко), амilorид, аміно-капронова кислота інгібітори ангіотензин-конвертуючого ферменту, протипухлинні засоби (наприклад, циклофосфамід, вінкристин), аргінін, цефалоридин, циклоспорин, дігосин (токсичність), адреналін (первинний ефект), фоскарнет - натрій, гепарин, гістамін (в/в), ізоніазид, літій, манітол, метицилін, нестероїдні протизапальні препарати, пеніцилін (калієва сіль), фенформін (молочно-кислий ацидоз), замітники солі, спіронолактон, сукцинілхолін, тетрациклін, триамтерен, трометамін, аскорбінова кислота (високі дози), леводопа, літій.

**Зниження рівня калію викликають:** β-Адренергічні агоністи (наприклад, салбутамол, тербуталін), албутерол, аміноглікозиди, п-аміносаліцилат, аміносаліцилова кислота (рідко), амфотеріцин, азлоцилін, бісакодил, капреоміцин, карбеніцилін, карбеноксолон, холестирамін,

цисплатин, клопамід, кортикостероїди, кортикотропін, ціанкобаламін, ангідрид декстрази, диклофенамід, сечогінні (включаючи ацетазоламід, буметанід, хлорталідон, етакринова кислота, фуросемід, метолазон, хінетазон, тіазиди), ЕДТОК, еноксолон, флюконазол, глюкагон, глюкоза, іфосфамід, інсулін, леводопа, лакриця, мезлоцилін, нафциліїн, пеніцилін G (натрієва сіль), фенолфталеїн, піперацилін, поліміксин В, саліцилати, бікарбонат натрію, хлористий натрій, тикарциліїн, теофілін.

Результати можуть варіювати залежно від використовуваного обладнання або процедури визначення.

### **ПРИМІТКИ**

1. Основним джерелом помилок є забруднення посуду і кювет. Рекомендується використання одноразового пластикового посуду.
2. Скляні кювети і посуд, що використовуються при аналізі повинні бути цілком чистими, спеціально підготовленими, тобто замоченими на декілька годин у  $HNO_3$  (концентрація біля 2 моль/л), а потім ретельно промитими та висушеними.
3. Помилково-підвищені рівні калію в сироватці можуть бути виявлені в наступних умовах: Вправа, що виконується рукою при накладеній здавлюючій манжеті при заборі крові на аналіз може, привести до підвищення рівня калію в плазмі від 10 % до 20 %; гемоліз в зразку крові або зволікання з відокремленням плазми від еритроцитів (гемоліз 0,5 % еритроцитів може викликати підвищення рівня калію на 0,5 ммоль/л); вивільнення калію з тромбоцитів при згортанні, якщо використовується сироватка; хронічна лімфатична лейкемія з дуже великим числом лейкоцитів, якщо зразок крові був залишений при кімнатній температурі, тромбоцитоз ( $> 1000 \times 10^9$  /л), лейкемія.
4. Існує добовий ритм коливань рівня калію (мінімум близько 22 годин, максимум о 8 годині ранку).
5. У здорових дорослих людей, позбавлених нормального надходження калію, його екскреція продовжується на рівні 20 - 30 ммоль/сут. до 4 діб, а потім швидкість екскреції падає.
6. Введення хлористого натрію пацієнтам з пониженим вмістом калію викликає подальшу втрату калію з сечею.
7. При метаболічному алкалозі з хорошою функцією нирок концентрації калію зазвичай понижені; при метаболічному алкалозі з поганою функцією нирок є дефіцит калію, однак рівень калію в плазмі нормальний або підвищений за рахунок зниження його виведення.
8. Клінічні симптоми гіпокаліємії (втома, слабкість, гіпорексія і, нарешті, мерехтіння шлуночків) можуть з'явитися при раптовому зниженні концентрації калію  $< 2,0$  ммоль/л.
9. Гіперкаліємія приводить до м'язової збудливості, включаючи підвищену збудливість скелетних м'язів і міокарду. На електрокардіограмі підвищений зубець Т; концентрації  $> 7,0$  ммоль/л можуть нести небезпеку.
10. Якщо концентрація калію в пробі вище, ніж 10 ммоль/л, то пробу варто розвести фізіологічним розчином і аналіз провести повторно. Отриманий результат помножити на розведення.

### **ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. ↑. **Підвищення надходження калію**; масивний гемоліз; важкі пошкодження тканин; гостре голодування (анорексія нервозу); гіперкінетична активність; злюквісна гіперпірексія після анестезії; гіперкаліємічний періодичний параліч; ацидоз; дегідратація. Зниження виведення калію нирками: всі випадки гострої ниркової недостатності з олігоурією або анурією і ацидозом; завершальні стадії ХПН; хвороба Аддісона; гіпофункція ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; псевдогіпоальдо - стероїнізм, після важкого фізичного навантаження; при шоці; при ішемії тканин.

Швидке вливання розчину калію, продовження лікування калієм після корекції його нестачі.

2 ↓. **Зниження надходження калію**: хронічне голодування, розведення вмісту калію у позаклітинній рідині за відсутністю надходження з їжею додаткових кількостей солей калію. Втрата організмом калію: з кишковими секретами (тривала блювота, аденома ворсинок кишечника); з сечею (нирковий каналний ацидоз, ниркова канална недостатність, синдром Фанконі; первинний і вторинний альдостеронізм; синдром Кушинга; синдром Барттера;

осмотичний діурез; алколоз; діабетичний кетоз в період гліуконеогенеза; при введенні АКТГ; кортизону або тестостерону). З потом: муковісцидоз. **Перерозподіл в організмі:** Лікування глюкозою та інсуліном, сімейний періодичний параліч. Змішані форми: Гіпотермія, втрата через дренуючі рани і опіки, лікування мегалобластної анемії вітаміном В12 або фолієвою кислотою, пухлина острівкових клітин підшлункової залози, булімія.

Клінічний діагноз повинен встановлюватися на основі інтеграції лабораторних і клінічних даних.

### ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМУВАННЯ

Найменування набору реактивів	Калібр
Тип аналізатора (напівавтомат/автомат)	напівавтомат
Метод виміру	КТ
Зміна оптичної щільності	Збільшується
Довжина хвилі, нм	578
Вимір проти	Холостий проби
Температура реакції, °С	18-25
Чинник	-
Концентрація стандарту	5
Співвідношення реагент/проба (мкл/мкл)	1000 : 25
Кількість вимірів, не менше	1
Час передінкубації, с	-
Час реакції, с	-
Одиниці виміру	ммоль/л
Верхня межа абсорбції контрольної проби, А	0,4
Нижня межа абсорбції контрольної проби, А	0,00
Максимально допустиме $\Delta E/xv$ , А	-
<b>Межі лінійності</b>	1-10
Максимум норми	5,1
Мінімум норми	3,5
Підтвердження лінійності (так/ні)	ні

### ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

1. При роботі використовувати гумові рукавички, заборонено їсти, пити, курити.
2. Осаджуючий реагент - включає гідроокис натрію (їдка речовина). Калібрувальний розчин включає азид натрію (отруйна речовина).

### УТИЛІЗУВАННЯ

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і спільно з можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.

Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Hillmann J. et al. J. Clin.Chem. and Clin. Biochem. 1967, vol.5, p.93.
2. Энциклопедия клин. лаб. тестов. Под редакцией Н.Тица. Москва, Изд-во «Лабинформ», 1997, стр. 225-226.



СР 2217/2003  
09.11.2012



ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,  
Україна, 49051 Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 32  
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34  
Тел.: (093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54  
E-mail: felicit\_d@ua.fm http://www.felicit.com.ua