

«ПОГОДЖЕНО»

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів
13 липня 2012 р. **І.Б. Демченко**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар клінічної лікарні „Феофанія”
Державного управління справами
І.П. Семенів 22 червня 2011р.

Код за НК 024:2019 – **42694**

REF **HP030.03**

ТУ У 24.4-24607793-024:2011

ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ

IVD

ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір призначений для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу (*Mycobacteriaceae tuberculosis* - *M.tuberculosis*) в клініко-діагностичних лабораторіях і науково-дослідницькій практиці.

Набір розрахований на проведення **200 аналізів** (при витраті розчинів реагентів по 0,5 мл на визначення).

Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С.

Гарантійний термін придатності набору - 24 місяці від дня виготовлення.

Зберігати в захищеному від світла місці.

Набір призначений для застосування *in vitro* тільки кваліфікованим лабораторним персоналом.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

Принцип методу заснований на різниці в хімічному складі клітинної стінки мікроорганізмів. Кислототривкими називають бактерії, які після фарбування фуксином не знебарвлюються під дією концентрованих мінеральних кислот і спиртів. Особливістю цієї групи бактерій є їх несприйнятність до барвників, тому для їх забарвлення застосовують підігріті концентровані барвники.

Принцип методу забарвлення за Цілем-Нільсеном заснований на здатності різних мікроорганізмів залишатися забарвленими після дії спирто- і кислотовмісними реагентами. Кислотостійкість обумовлена особливостями хімічного складу бактерій.

Найбільш ефективні способи забарвлення за Цілем-Нільсеном для виявлення спирто- і кислототривких бактерій, зокрема сімейства *Mycobacteriaceae* (мікобактерій туберкульозу, лепри та ін.) і деяких простих (кріптоспоридій). Використовувані при цьому основний фуксин і метиленовий синій дозволяють виявити, окрім бактерійної флори, фуксинофільні внутрішньоклітинні включення, характерні для деяких вірусних, особливо респіраторних, інфекцій.

Кислото- та спиртостійки палички (мікобактерії) забарвлюються в червоний колір, всі інші мікроорганізми – в синій на загальному блакитному або синьому фоні.

СКЛАД НАБОРУ

1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з (100 ± 4) мл.
2. Знебарвлюючий розчин 1 - 1 флакон з (100 ± 4) мл
3. Знебарвлюючий розчин 2 - 1 флакон з (100 ± 4) мл
4. Розчин метиленового синього - 1 флакон з (100 ± 4) мл.
5. Додатково потрібний реактив *Імерсійна олія для мікроскопії* (REF HP060.01 або REF HP060.02). **До складу набору не входить!**

АНАЛІЗУЄМИЙ МАТЕРІАЛ ⁴

Взяття і поводження із зразками необхідно здійснювати згідно лабораторним розпорядженням. Можна використовувати фіксовані нагріванням мазки мокроти, тонкогolkові аспіраційні біоптати, промивні води, відбитки, гній, ексудати, тканинні рідини, рідкі і тверді культури, гістологічні біоптати.

Підготовка придатних високоякісних зразків вимагає особливої уваги!

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

1. **Всі розчини** - готові до використання. Придатні для роботи до закінчення терміну, зазначеного на упаковці, за умови зберігання при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С.

ОБЛАДНАННЯ

1. Раковина або спеціальний місткий лоток для фарбування;
2. Спеціальний штатив («рейки») для фарбування мазків на предметних стеклах;
3. Пінцет або щипці для взяття предметних стекол;

4. Газовий або спиртовий пальник для підігрівання препарату при фарбуванні карболовим фуксином;
5. Фільтрувальний папір розміром $< 4 \times 1,5$ см для фарбування мазків карболовим фуксином;
6. Дистильована вода для промивання мазків;
7. Штатив для просушування забарвлених стекел на повітрі у вертикальному або нахиленому положенні.

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Предметне скло перед дослідженням знежирюють і роблять на ньому мазок досліджуваних культур. Мазок слід робити тонкими, щоб клітини рівномірно розподілялися на поверхні скла і не утворювали скупчень. Препарат висушують на повітрі, фіксують і виконують наступні дії:

- на кожне скло накладають смужку фільтрувального паперу так, щоб вона повністю закривала мазок. Це роблять для того щоб фарба не розливалася по склу. Одночасно, за рахунок використання фільтрувального паперу, запобігають осадження на мазок кристалів фарби, які при мікроскопічному дослідженні можуть бути помилково прийняті за кислототривкі мікобактерії;

- наливають на папір **Карболовий розчин фуксину**, з залишком, і нагрівають препарат над полум'ям пальника до легкої появи пари. При підігріванні препарату стежать за тим, щоб фарба не закипіла, а фільтрувальний папір не висихав. Ні в якому разі не доводьте до повного випарювання рідини! Підігрітий мазок залишають на 5 хвилин, щоб барвник проник в клітинну стінку мікобактерій і зафарбував її;

- пінцетом знімають і видаляють фільтрувальний папір;
- обережно змивають залишки фарби слабким струменем дистильованої води, до тих пір, поки не припиниться видиме відходження фарби. При промиванні мазків використовують холодну дистильовану воду або воду кімнатної температури;

- перед тим, як нанести на скло наступний розчин, щипцями або пінцетом беруть кожне скло і нахиляють, щоб з нього стекла вода; це запобігає розбавленню наступного реактиву;

- мазок знебарвлюють 3 хвилини **Знебарвлюючим розчином 1**, повністю покриваючи всю поверхню мазка (див. Примітку);

- мазок ретельно промивають дистильованою водою;

- на мазок наносять **Знебарвлюючий розчин 2**, повністю покриваючи всю поверхню мазка (див. Примітку), до повного візуального знебарвлення (1-3 хв);

- мазок ретельно промивають дистильованою водою, дофарбовують протягом 1 хвилини, не перевищуючи експозицію, будь-яким **Розчином метиленового синього** (див. Примітку);

- знову акуратно промивають проточною водою, нахиляючи кожне скло, щоб стікала вода;

- висушують на відкритому повітрі при кімнатній температурі у вертикальному або нахиленому положенні. Не слід промокати препарат!

- препарат досліджують з імерсійною системою в світловому мікроскопі. На дослідження препарату звичайно потрібно біля 15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб виявити поодинокі мікобактерії в препараті. В цьому випадку необхідно переглянути не менш 300 полів зору ⁴.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ⁴

В результаті, при правильному фарбуванні, мікобактерії туберкульозу забарвлюються в малиново-червоний колір, а інші мікроорганізми і клітинні елементи - у блакитний.

В останній час при мікроскопії можна спостерігати морфологічні і тінкторіальні зміни *M.tuberculosis* під впливом антимікобактеріальних препаратів, що приводить до ускладнення диференціації їх від атипових і сапрофітних мікобактерій. Відомо, що *M.tuberculosis* можуть частково змінювати кислотостійкість, набувати кокоподібної, сегментоподібної форми, а також подвійних коків, розташованих бобоподібно, як всередині лейкоцитів, так і самотійно. Це ускладнює їх диференціацію.

Кількість мікобактерій в мазку в процесі антимікобактеріальної терапії є орієнтовним показником її ефективності або непрямим свідченням розвитку стійкості мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів.

Дуже важливо визначити живі чи неживі мікобактерії, оскільки вирішити це питання неможливо шляхом фарбування мазка за Цілем-Нільсеном. З цією метою приготований мазок фіксують над полум'ям, фарбують 1,0 % розчином малахітового зеленого протягом 5 - 10 хвилин, підігріваючи мазок до появи парів. Після цього фарбу зливають, мазок промивають водою і забарвлюють карболовим фуксином (в розведенні 1:5) протягом 5 хвилин. При цьому живі мікобактерії фарбуються в зелений колір, а нежиттєздатні - в червоний. Цитохімічний метод визначення життєздатності мікобактерій застосовують для проб з великою кількістю мікобактерій.

ДЖЕРЕЛА ПОМИЛОК

1. Забруднення проби нормальною мікробною флорою, кров'ю або фарбувальними речовинами можуть порушити фарбування.
2. При використанні **Розчину метиленового синього** для забарвлення фону препарату (контрастуюче забарвлення) треба мати на увазі, що при товстому мазку або перевищенні часу забарвлення цей барвник може як би «приховати» кислототривкі мікобактерії.
3. Для запобігання отримання хибнопозитивних результатів (оцінка результатів світлової мікроскопії) при проведенні бактеріоскопії необхідно:
 - імерсійне масло наносити на скельце піпеткою, не торкаючись поверхні мазка;
 - об'єктив не повинен торкатися поверхні мазка, а легко стикатися з верхнім меніском імерсійного масла⁴.
4. Предметні стекла використовуються лише нові. Мазки з позитивними результатами знищують в установленому порядку, так як на стеклах можуть зберігатися мікобактерії попередніх аналізів⁴.

ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁴

Бактеріоскопічний метод дослідження залишається одним з основних. Перевага цього методу - в його швидкості. Але можливості його обмежені: при прямій бактеріоскопії мазка, забарвленого за Цілем-Нільсеном, мікобактерії туберкульозу можуть бути виявлені тільки при дуже великій їх кількості – **5 000 – 10 000** бактеріальних клітин і більше в **1,0 мл** патологічного матеріалу. Хворі, особливо в процесі антибактеріальної терапії, часто виділяють мікобактерії в значно меншій кількості, тоді цей метод може виявитися недостатньо чутливим для їхнього виявлення. У таких випадках застосовують методи "збагачення" патологічного матеріалу.

M.tuberculosis - тонкі, прямі чи злегка вигнуті палички розмірами (1,0 - 10,0) x (0,2-0,6) мкм, зі злегка закругленими кінцями, у цитоплазмі містять зернисті утворення. Морфологія істотно варіює в залежності від віку культури й умов культивування - в молодих культурах палички довші, а в старих схильні до простого розгалуження. Іноді утворюють коковидні структури і L-форми, що зберігають патогенність, а також фільтрівні форми, патогенна роль яких залишається недостатньо вивченою.

Нерухомі, спор не утворюють, позбавлені капсул, але мають мікрокапсулу, яка відокремлена від клітинної стінки осмієфобною зоною.

Кислотостійкі, що обумовлено високим вмістом ліпідів і міколової кислоти в клітинній стінці, а також утворюють кислотолабільні гранули, які переважно складаються з метафосфату (зерна Муха), розташовуються вільно або в цитоплазмі паличок.

Аероби, але які здатні рости у факультативно анаеробних умовах; 5,0 - 10,0 % вмісту CO₂ сприяє більш швидкому росту. Розмножуються повільно, в середньому 14-18 годин. Температурний оптимум 37 – 38 °C; потреба в рН 7,0-7,2 (але можуть рости в межах 4,5-8,0). Для росту мають потребу в присутності білкового субстрату і гліцерину, а також вуглецю, хлору, сірки, фосфору, азоту, факторів росту (біотину, нікотинової кислоти, рибофлавіну й ін.), іонів (Mg⁺⁺, K⁺, Na⁺, Fe⁺⁺). Для вирощування найчастіше використовують щільні яєчні середовища (Льовенштайна-Єнсена, Фінна-2 й ін.).

Клінічний діагноз повинен встановлюватися на основі інтеграції клінічних і лабораторних даних.

ПРИМІТКА⁴

Для запобігання отримання хибнопозитивних результатів бактеріоскопії рекомендується знебарвлюючі та дофарбовуючі розчини наносити безпосередньо на мазок. Слід відмовитися від занурення скелець з мазками в посуд із знебарвлюючими та дофарбовуючим розчинами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Необхідне застосування спеціального захисного одягу і рукавичок. Треба уникати попадання мікроорганізмів в оточуюче середовище. Необхідно ретельно дотримуватися спеціальних інструкцій та техніки безпеки.

УТИЛІЗАЦІЯ

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і разом з можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.

Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования/под ред. М.О. Биргера/. М.:Медицина, 1982, с.24.

2. Balows, A. et al., Manual of Clinical Microbiology, ed. 5th. 1991.
3. Katila M-L., Mykobakteerivärjykset, Moodi, 4-5/2000.
4. Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002.



Набір виробляє ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,
Україна, 49051 м. Дніпро, вул. Каштанова, 32
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34
Тел.: (093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54
E-mail: filicit@ukr.net http://www.felicit.com.ua

Пропонуємо до Вашої уваги асортимент продукції, що випускається нами

НОВИНКИ 2019-2025

Набори реактивів та реагентів:

- для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі (набір **“ПК АЗОПІРАМ СКРИН”** та набір **“ПК ТОЛІДІН СКРИН”**).
- для контролю якості передстерилізаційного очищення шляхом визначення залишків лужних компонентів миючих засобів (набір **“ЛКМЗ фенолфталеїн СКРИН”**).
- для визначення протромбінового часу плазми та визначення концентрації фібриногену (набір **“ФІЛОПЛАСТИН”** з тромбопластином).
- для використання в якості допоміжного реагенту для роботи з реагентами на основі неповних антитіл при визначенні групи крові, при визначенні резус-фактору, скринінгу антитіл і пробі на індивідуальну сумісність методом конглютинації (**“ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %”**).
- для визначення концентрацій загального та/або прямого білірубину (**“БІЛІРУБІН ДМСО”**) у сироватці або плазмі крові людини з діметилсульфоксидом (ДМСО).
- для визначення гліколізованого гемоглобіну (**“ГЛІКОГЕМОГЛОБІН ТБК”**) у крові людини.
- для визначення сіалових кислот (**“СІАЛОВІ КИСЛОТИ”**) у біологічних рідинах колориметричним методом.
- для визначення сечовини (**“СЕЧОВИНА UV”**) у біологічних рідинах **кінетичним** уреазним методом.
- для визначення метгемоглобіну (**“МЕТГЕМОГЛОБІН”**) у крові людини спектрофотометричним методом.
- для визначення концентрації β -ліпопротеїдів у сироватці крові і плазмі людини (**“ β -ЛІПОПРОТЕЇДИ”**).
- для рекальцифікації цитратної плазми і цитратної крові (**“КАЛЬЦІЙ ХЛОРИСТИЙ 0,025M”**).
- для визначення концентрації цинку у біологічних рідинах (з 5-Br-PAPS) (**“ЦИНК”**).
- для визначення концентрації міді у сироватці крові (з 3,5-DiBr-PAESA) (**“МІДЬ”**).
- для визначення заліза у сироватці крові (з Хромазулолом В) (**“ЗАЛІЗО САВ”**).
- для визначення % карбоксигемоглобіну у крові людини (**“КАРБОКСИГЕМОГЛОБІН”**).
- для визначення концентрації молочної кислоти (лактату) у плазмі та СМР людини (**“ЛАКТАТ”**).
- для клінічного аналізу спинномозкової рідини (**“СМР СКРИН”**) (з реактивом Самсона).
- для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів (**“Імерсійна олія для мікроскопії”**).
- для використання як фіксатор під час оброблення біологічних тканин або клінічних зразків (**“Рідина Карнуа”**).
- для використання як фіксатор під час оброблення біологічних тканин або клінічних зразків (**“Рідина Карнуа А”**).
- для використання як промивний розчин для мембран вестерн-блоттингу, для фіксованих PFA (параформальдегід) зразків, для імуногістології та для лунок мікротитраційних планшетів для аналізів ELISA (**“Фосфатно-солевий буфер (ФСБ-Т) pH 7,4”**).
- для якісного визначення порфобіліногену (ПБГ) у сечі (**“Порфобіліноген (ПБГ)”**).
- для якісного визначення речовин, реагуючих з п-диметиламінобензальдегідом (**“Реактив Ерліха (альдегідний)”**).
- для якісного визначення індолу и призначені для тестування мікроорганізмів, виділених із клінічного зразка культивуванням, з метою визначення наявності ферментів, що розкладають індол з амінокислоти триптофан (**“Реактив Ковача”**).
- для диференціального забарвлення гінекологічних та негінекологічних препаратів при цитологічній діагностиці та скринінгу за Папаніколау (**“Філо-ПАП-тест”**).
- для швидкої диференціальної оцінки гематологічних, цитологічних, цитобактеріологічних мазків, сперми (**“ЛейкоФарб”**).
- для застосування як забарвлювач - фіксатор формених елементів крові при забарвленні препаратів периферичної крові, кісткового мозку, інших біопрепаратів (**“Забарвлювач за Май-Грюнвальдом”**).
- для застосування набору реагентів - Безводне Монтуюче середовище для мікроскопії (**“ФілоМаунт С”**).
- для кількісного визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О), ревматоїдного фактору (РФ), С-реактивного білку (СРБ) в сироватці крові людини (**“АСЛ-О - ТурбіЛатекс”, “РФ- ТурбіЛатекс”, “СРБ- ТурбіЛатекс”**).

При виготовленні нашої продукції використовуються високоякісні реактиви провідних фірм, що спеціалізуються на виробництві сировини для діагностичних і аналітичних цілей, таких країн як Австрія, Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Японія (наприклад: MERCK, Sigma - Aldrich).

Виробник дотримується принципу безперервного розвитку і залишає за собою право вносити (без попереднього повідомлення) зміни і удосконалення в продукцію.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЛІПШЕННЯ, МОДИФІКАЦІЇ І СПЕЦИФІКАЦІЇ І, ЯКЩО У ВАС Є ЯКІ-НЕБУДЬ ПИТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ СОРОМТЕСЯ ЗВЕРТАТИСЯ ДО НАС БЕЗПОСЕРЕДНЬО.